



Razão Social: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 19.026.964/0001-37
End.: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro: Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
E-mail: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Proposta de Preços
Proposta nº: - JH2024.2902.1202
Pregão: 90005/2023
Data: BH, 29 de fevereiro de 2024.
Validade: 90 dias.
Frete: CIF
Vendedor(a): Camilla
Procedência: Importado

Entrega: Até 60 dias
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC

- Proposta de acordo com os produtos que comercializamos, pode não atender integralmente as descrições solicitadas. É de responsabilidade do solicitante/área técnica a avaliação do mesmo.

Item	Descrição	UN	Marca	Código	QTD	Valor Unit.	Total
45	<p>DOSADOR CRLTECH 1 - 10ML SEM FRASCO (REPIPETADOR/DISPENSADOR) INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO</p> <p>PEGUE10D - Especialmente desenvolvido para assegurar alta performance nas dosagens de reagente e produtos químicos com segurança e precisão. Acompanha 05 adaptadores projetado para ser utilizado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns e etc.,</p> <p>Fabricado em polipropileno - alta resistência e durabilidade; Pistão em PTFE com sistema de selagem ativado por pressão e tubos fabricados em FEP;</p> <p>Cilindro de vidro borosilicato protegido; Totalmente autoclavável a 121°C, 15 psi; (atenção: necessário desmontar o pistão para autoclatação, ler o manual) Cabeça de válvula rotativa de 360° para melhor segurança.</p> <p>Dosador Peguepet 1 - 10 ml Incremento: 0,2 ml Precisão: $\pm 0,5\%$ $\pm 0,050\text{ml}$ CV: $\pm 0,1\%$ $\pm 0,010\text{ml}$ Conjunto composto por:</p> <p>º 01 Dosador com rosca (bocal) padrão de 30 mm; º 05 adaptadores para os variados tipos de frascos, nas medidas: 28mm, 32mm, 38mm, 42mm e 45mm.; º 01 Ferramenta de calibração; º Manual de instrução; º 01 Tubo de entrada;</p> <p>º Acompanha certificado de calibração individual da fabricação de acordo com as normas ISO 8655.</p> <p>Não recomendado:</p> <p>* Para reagentes que contenham ácido fluorídrico, dissulfeto de carbono; * Suspensões que contenham partículas sólidas a fim de evitar o entupimento.</p> <p>Obs.: Não acompanha o frasco para reagente. Nota: antes da primeira utilização, enxaguar cuidadosamente o instrumento.</p> <p>Remova a tampa de proteção e ative lentamente o dispensador várias vezes em curtas distâncias (? 30 mm) para eliminar qualquer bolha de ar na câmara do tambor e jato de entrega. Evite bater o pistão nas paragens superior e inferior. Recolher o líquido num recipiente limpo para reciclagem.</p>	UN	CRAL	PEGUE10D	2	R\$ 799,59	R\$ 1.599,18
						Total:	R\$ 1.599,18

[*Obs.:

Ao participarmos de um processo licitatório, nosso departamento técnico avalia o termo de referência e elaboramos nossas propostas com total convicção que atenderemos as necessidades da Administração, de forma similar e/ou compatível ao TR. Contudo, é de extrema importância que o pregoeiro(a), sua comissão e área técnica façam suas avaliações de forma minuciosa através do catálogo que enviamos juntamente com nossas propostas atualizadas.

Desta forma, reforçamos a necessidade do pregoeiro(a), CPL e da área técnica avaliarem o que está sendo OFERTADO pela nossa empresa através de nossa proposta que contém marca, modelo e catálogo, visando evitar qualquer incompatibilidade com sua real necessidade, tendo total autonomia para ACEITAREM ou RECUSAREM nossa OFERTA/PROPOSTA.

Após adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entregar exatamente aquilo que foi ofertado e que consta em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.]



Razão Social: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 19.026.964/0001-37
End.: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro: Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
E-mail: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Dados da Empresa

Razão social:	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
Endereço:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000		
CNPJ:	19.026.964/0001-37	Inscrição Estadual:	002239080.00-33
Tel:	(31) 3491-7359		
Email:	licitacoes.icp@gmail.com		

Dados do Representante

Representante:	ILMA CHAVES PEREIRA	Cargo:	Diretora
CPF:	741.912.096-04	Identidade:	M-5.018.422 - SSP/MG
End.:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000		

Dados Bancários

Banco:	Itaú – 341	Agência:	7414	Conta Corrente:	16005-6
Praça:	Belo Horizonte.	Onde será feito o depósito correspondente.			



Razão Social: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 19.026.964/0001-37
End.: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro: Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
E-mail: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Item 45

DOSADOR CRALTECH 1 - 10ML SEM FRASCO (REPIPETADOR/DISPENSADOR)

Cód. Referência: PEGUE10D



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

PEGUE10D - Especialmente desenvolvido para assegurar alta performance nas dosagens de reagente e produtos químicos com segurança e precisão. Acompanha 05 adaptadores projetado para ser utilizado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns e etc.,

Fabricado em polipropileno - alta resistência e durabilidade;
Pistão em PTFE com sistema de selagem ativado por pressão e tubos fabricados em FEP;
Cilindro de vidro borossilicato protegido;
Totalmente autoclavável a 121°C, 15 psi, (atenção: necessário desmontar o pistão para autoclatação, ler o manual)
Cabeça de válvula rotativa de 360° para melhor segurança.

Dosador Peguepet 1 - 10 ml
Incremento: 0,2 ml
Precisão: $\pm 0,5\%$ | $\pm 0,050\text{ml}$
CV: $\pm 0,1\%$ | $\pm 0,010\text{ml}$

Conjunto composto por:

- ° 01 Dosador com rosca (bocal) padrão de 30 mm;
- ° 05 adaptadores para os variados tipos de frascos, nas medidas: 28mm, 32mm, 38mm, 42mm e 45mm;
- ° 01 Ferramenta de calibração;
- ° Manual de instrução;
- ° 01 Tubo de entrada;
- ° Acompanha certificado de calibração individual da fabricação de acordo com as normas ISO 8655.

Não recomendado:

- * Para reagentes que contenham ácido fluorídrico, dissulfeto de carbono;
- * Suspensões que contenham partículas sólidas a fim de evitar o entupimento.

Obs.: Não acompanha o frasco para reagente.

Nota: antes da primeira utilização, enxaguar cuidadosamente o instrumento.

Remova a tampa de proteção e ative lentamente o dispensador várias vezes em curtas distâncias ($\approx 30\text{ mm}$) para eliminar qualquer bolha de ar na câmara do tambor e jato de entrega. Evite bater o pistão nas paragens superior e inferior. Recolher o líquido num recipiente limpo para reciclagem.